


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Integrina B5/Itgb5 Per Wb E Elisa - P18084

Numero articolo: CM0006799



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità contro l'Integrina $\beta 5$ (ITGB5) umana, validato per Western blot e ELISA. Immunogeno ricombinante (aa 24-490). Ideale per la ricerca sull'adesione cellulare e sull'ingresso virale - P18084.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Integrina $\beta 5$ /ITGB5 mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	ITGB5; integrina beta-5; Integrina $\beta 5$ /ITGB5
Specie	Umano
GeneID	3693
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 24-490 dell'Integrina $\beta 5$ /ITGB5 umana (NP_002204.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P18084
Peso Proteico	88kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio