

Anticorpo Policlonale Anti-Ip6K2 Per If/Icc, Elisa - Q9Uhh9

Numero articolo: CM0016974

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting su IP6K2 umano, adatto per IF/ICC ed ELISA. Utile per esplorare il metabolismo degli inositolo fosfati, la conversione da InsP6 a InsP7 e le vie di segnalazione nucleare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	IP6K2 Rabbit pAb
Note/Alias	PIUS; IHPK2; InsP6K2; IP6K2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51447
GeneID	51447
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-180 di IP6K2 umano (NP_057375.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9UHH9
Peso proteico	49kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio