


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ipo9 Per Wb Ed Elisa - Q96P70

Numero articolo: CM0013926



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro IPO9 umano (Importin-9). Validato per applicazioni WB ed ELISA, con cross-reattività verso uomo e topo. Ideale per studi sul trasporto nucleocitoplasmatico e sugli chaperoni degli istoni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IPO9 pAb di coniglio
Note/alias	Imp9; IPO9
Specie	Uomo
GenelD (uomo)	55705
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 827-1041 di IPO9 umano (NP_060555.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross-reattività	Uomo, topo
SWISS	Q96P70
Peso della proteina	116 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante