

Anticorpo Policlonale Anti-Iqgap2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q13576

Numero articolo: CM0016150



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si prende mira alla IQGAP2 umana, validato per le applicazioni WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Utile per lo studio della segnalazione delle GTPasi e delle interazioni con la calmodulina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IQGAP2 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	IQGAP2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10788
GeneID	10788
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1330-1440 della IQGAP2 umana (NP_006624.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13576
Peso proteico	181kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio