


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Irak3 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y616

Numero articolo: CM0028819



introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio anti-IRAK3 rileva IRAK3 (IRAK-M) in campioni umani, di topo e di ratto. Adatto per WB, IF/ICC, ELISA. IRAK3 è una chinasi inattiva che regola la segnalazione TLR/IL-1R, rilevante nella ricerca sull'infiammazione e sull'asma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-IRAK3
Note/Alias	ASRT5, IRAKM, IRAK3
Specie	Umana
GeneID	11213
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 367-596 di IRAK3 umano (NP_009130.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, topo, ratto
SWISS	Q9Y616
Peso proteico	68 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio