


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Irak4 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nwz3

Numero articolo: CM0026430



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-IRAK4 validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA, che riconosce IRAK4 umano, murino e ratto. Ideale per la ricerca sulla risposta immunitaria innata e sulle vie di segnalazione TLR/IL-1R.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IRAK4 Rabbit pAb
Note/Alias	IPD1; IMD67; REN64; IRAK-4; NY-REN-64; IRAK4
Specie	Umano
Gene ID	51135 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 di IRAK4 umano (NP_057207.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9NWZ3
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio