


Anticorpo Monoclonale Anti-Irf2 Di Coniglio Per Wb, Ip, Elisa - P14316

Numero articolo: CM0011953



introduzione

Anticorpo monoclonale IRF2 di coniglio di alta qualità validato per WB, IP, ELISA. Specifico per IRF2 umano e murino (P14316). Ideale per la ricerca sulla regolazione trascrizionale e sulla segnalazione dell'interferone.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di coniglio IRF2
Note/Alias	IRF-2; IRF2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3660
GeneID	3660
Immunogeno	Peptide Sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P14316
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio