

Anticorpo Monoclonale Anti-Irs2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y4H2

Numero articolo: CM0008823



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro IRS2 umano, adatto per Western Blot, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Peso molecolare previsto 137 kDa. Ideale per la ricerca sulla segnalazione insulinica e sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IRS2 Rabbit mAb
Note/Alias	IRS-2, Irs2, IRS 2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8660
ID Gene	8660
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1239-1338 di IRS2 umano (NP_003740.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y4H2
Peso Proteico	137kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio