

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Itch (Validato Ko) Per Wb, Elisa - Q96J02

Numero articolo: CM0010554



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per ITCH (Q96J02), una ligasi E3 dell'ubiquitina. Validato per WB ed ELISA; presenta reattività crociata con campioni umani, murini e di ratto. Adatto per lo studio delle vie di ubiquitinazione e di segnalazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato KO] mAb di coniglio anti-ITCH
Note/Alias	AIF4; AIP4; ADMFD; NAPP1; CH
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	83737
ID del gene	83737
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di ITCH umano (Q96J02).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q96J02
Peso della proteina	103 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante