

Anticorpo Policlonale Anti-Itfg1 Per Wb, Elisa - Q8Tb96

Numero articolo: CM0013338

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ITFG1 umano, adatto per applicazioni WB ed ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Il bersaglio è una proteina immunomodulatrice delle cellule T coinvolta nella protezione dalla malattia del trapianto contro l'ospite.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ITFG1 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	TIP; CDA08; LNKN-1; 2310047C21Rik; ITFG1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	81533
Gene ID	81533
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 313-612 di ITFG1 umano (NP_110417.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8TB96
Peso proteico	68kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio