

Anticorpo Policlonale Anti-Itga3 Per Wb, Elisa - P26006

Numero articolo: CM0019322

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ITGA3 umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla funzione dell'integrina alfa-3, sull'adesione cellulare e sull'invasione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ITGA3 Rabbit pAb
Note/Alias	JEB7; VL3A; CD49C; FRP-2; GAPB3; ILNEB; MSK18; VCA-2; VLA3a; GAP-B3; ITGA3
Specie	Umano
GeneID (umano)	3675
GeneID	3675
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 85-260 di ITGA3 umano (P26006).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P26006
Peso della proteina	117 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante