

Anti-Itgb8 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb E Elisa - P26012

Numero articolo: CM0029509



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ITGB8 umano, validato per WB e ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Bersaglia l'integrina beta-8, un recettore della fibronectina coinvolto nell'attivazione del TGF-beta e nella vasculogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ITGB8 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	ITGB8
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3696
Gene ID	3696
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 43-320 di ITGB8 umano (NP_002205.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P26012
Peso Proteico	86 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio