


Anticorpo Policlonale Anti-Jade1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q6le81

Numero articolo: CM0027625



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting JADE1 umano, una subunità di ponteggiamento del complesso istone acetiltransferasi HBO1. Validato in WB, IF/ICC, ELISA; cross-reagisce con il topo. Ideale per studi sulla cromatina e sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	JADE1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	PHF17, JADE1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	79960
Gene ID	79960
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 210-509 di JADE1 umano (NP_079176.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q6IE81
Peso proteico	96kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio