

Anticorpo Policlonale Anti-Jakmip2 Per Wb, Elisa - Q96Aa8

Numero articolo: CM0015250

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro JAKMIP2, validato per WB ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Adatto per lo studio della proteina coiled-coil associata al Golgi nei tessuti neuroendocrini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome Prodotto	JAKMIP2 Rabbit pAb
Note/Alias	NECC1; JAMIP2; JAKMIP2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	9832
Gene ID	9832
Immunogeno	Proteina ricombinante / Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 561-810 di JAKMIP2 umano (NP_055605.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96AA8
Peso Proteico	95kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio