


Anticorpo Policlonale Anti-Jarid1B Per Wb, Elisa - Q9Ugl1

Numero articolo: CM0015025



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio JARID1B validato per WB e ELISA. Riconosce JARID1B umano, murino e ratto. Ideale per la biologia della cromatina e la ricerca sul cancro. - Q9UGL1

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	JARID1B Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CT31; PLU1; PUT1; MRT65; PLU-1; JARID1B; PPP1R98; RBP2-H1; RBBP2H1A
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	10765
Gene ID	10765
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1400-1500 di JARID1B umano (NP_006609.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9UGL1
Peso proteico	176kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio