

Anticorpo Policlonale Anti-Jmjd7 Per Wb, Elisa - P0C870

Numero articolo: CM0028549



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro JMJD7 umano (P0C870), validato per WB e ELISA. Riconosce JMJD7 di origine umana, murina e ratto, una peptidasi bifunzionale e lisil idrossilasi coinvolta nella scissione degli istoni e nella regolazione della traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	JMJD7 Rabbit pAb
Note / Alias	JMJD7
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	100137047
GeneID	100137047
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-316 di JMJD7 umano (NP_001108104.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P0C870
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio