

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Jnk1 Per Wb, If, Ihc, Elisa - P45983

Numero articolo: CM0016304



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio JNK1 convalidato per WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Rileva la chinasi MAPK8/SAPK1c umana, murina e ratto coinvolta nella segnalazione da stress, nell'apoptosi e nell'autofagia. Strumento ideale per lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	JNK1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	JNK; JNK1; PRKM8; SAPK1; JNK-46; JNK1A2; SAPK1c; JNK21B1/2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5599
GeneID	5599
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 245-345 della JNK1 umana (NP_620635.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P45983
Peso proteico	48 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio