

Anticorpo Policlonale Anti-Kaiso/Zbtb33 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q86T24

Numero articolo: CM0016497



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Kaiso/ZBTB33 umano, validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata con il topo. Ideale per la ricerca sulla regolazione trascrizionale, la segnalazione Wnt e la metilazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Kaiso/ZBTB33 pAb di coniglio
Note/Alias	ZNF348; ZNF-kaiso; Kaiso/ZBTB33
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	10009
GeneID	10009
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 523-672 di Kaiso/ZBTB33 umano (NP_006768.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q86T24
Peso della proteina	74 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante