


Anticorpo Monoclonale Anti-Kap1/Trim28 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q13263

Numero articolo: CM0002591



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio Anti-KAP1/TRIM28 validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Riconosce il corepressore trascrizionale e ligasi E3 TRIM28; peso molecolare ~89 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KAP1/TRIM28 Rabbit mAb
Note/Alias	KAP1; TF1B; RNF96; TIF1B; PPP1R157; TIF1beta; KAP1/TRIM28
Specie	Umano
GeneID (umano)	10155
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 250-350 di KAP1/TRIM28 umano (Q13263).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13263
Peso Proteico	89 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio