


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Kat2B/Pcaf Per Wb, If/Icc, Elisa - Q92831

Numero articolo: CM0012935



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro KAT2B/PCAF umano, adatto per Western blot, IF/ICC e ELISA. Rileva KAT2B/PCAF in campioni di origine umana, mouse e ratto. Supporta la ricerca nel campo dell'epigenetica e della regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KAT2B/PCAF Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	CAF; PCAF; P/CAF; KAT2B/PCAF
Specie bersaglio	Uomo
GeneID (Uomo)	8850
GeneID	8850
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-86 di KAT2B/PCAF umano (NP_003875.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazioni	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Mouse, Ratto
SWISS	Q92831
Peso proteico	93kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio