

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Katna1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O75449

Numero articolo: CM0023353



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro KATNA1 umano (subunità A1 p60 ATPasi della catanina). Validato per WB, IHC-P, ELISA; reattivo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sul taglio dei microtubuli e sulla mitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	pAb di Coniglio Anti-KATNA1
Note/Alias	KATNA1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	11104
GeneID	11104
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-167 di KATNA1 umano (NP_001191005.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O75449
Peso Proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio