

Anticorpo Policlonale Anti-Kcna1 Per Wb, If-P, Elisa - Q09470

Numero articolo: CM0019243

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia KCNA1 (Kv1.1) umano, adatto per Western blot, immunofluorescenza (paraffina) e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. È coinvolto nell'eccitabilità neuronale e nell'omeostasi renale del magnesio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KCNA1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	EA1; MK1; AEMK; HBK1; HUK1; MBK1; RBK1; KV1.1; KCNA1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	3736
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 426-495 di KCNA1 umano (NP_000208.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q09470
Peso proteico	56 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio