

Anticorpo Policlonale Anti-Kcna4 Per Wb Ed Elisa - P22459

Numero articolo: CM0024499

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il canale del potassio voltaggio-dipendente umano KCNA4 (Kv1.4). Adatto per Western blot ed ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sui canali ionici e nelle neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KCNA4 Rabbit pAb
Note/Alias	HK1; HBK4; PCN2; HPCN2; HUKII; KCNA8; KV1.4; KCNA4L; MCIDDS; KCNA4
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3739
ID Gene	3739
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	P22459
Peso Proteico	73kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio