

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Kcns2 (Kv9.2) Per Wb, If-P, Elisa - Q9ULS6

Numero articolo: CM0014332

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro KCNS2 (KV9.2), una subunità regolatrice del canale del potassio a rettificazione ritardata. Validato per WB, IF-P, ELISA; reagisce in modo crociato con campioni umani, murini e di ratto. Adatto alla ricerca sui canali ionici e sulle neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KCNS2 Rabbit pAb
Note/Alias	KV9.2; KCNS2
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	3788
ID del gene	3788
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-187 di KCNS2 umano (NP_065748.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9ULS6
Peso della proteina	54 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante