

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Kdm4A Per Wb, Ip, Elisa - O75164

Numero articolo: CM0006727



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-KDM4A validato per WB, IP, ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Targetizza la demetilasi istonica JMJD2A, un regolatore epigenetico chiave. Adatto allo sviluppo di test IVD e agli studi di biologia della cromatina. Peso della proteina: 121 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-KDM4A
Note/Alias	JMJD2; JHDM3A; JMJD2A; TDRD14A; KDM4A
Specie	Umana
ID del gene (umano)	9682
ID del gene	9682
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 382-459 della KDM4A umana (NP_055478.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	O75164
Peso della proteina	121 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante