

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Kdm7A Per Wb Ed Elisa - Q3Uwm4

Numero articolo: CM0029883

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato a KDM7A, una demetilasi di istoni cruciale per lo sviluppo del cervello. Validato per WB ed ELISA, con reattività crociata in umano, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KDM7A Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	Jhdm1d; mKIAA1718; A630082K20Rik; KDM7A
Specie	Topo
GeneID (Umano)	80853
GeneID (Topo)	338523
Immunogeno	Peptide sintetico o proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 417-735 di KDM7A di topo (NP_001028602.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q3UWM4
Peso proteico	92kDa/106kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio