

Anticorpo Policlonale Anti-Kif1C Per Wb, Elisa - 043896

Numero articolo: CM0023759



introduzione

KIF1C Rabbit pAb è un anticorpo policlonale convalidato per applicazioni WB ed ELISA, in grado di rilevare KIF1C umano, di topo e di ratto. È ideale per studi sul trasporto retrogrado da Golgi a ER e sulla funzione del motore microtubulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KIF1C Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	SAX2; LTXS1; SATX2; SPAX2; SPG58; KIF1C
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	10749
GeneID	10749
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 810-960 di KIF1C umano (NP_006603.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O43896
Peso Proteico	123kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio