


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Kif5A Per Wb, If/Icc, Elisa - Q12840

Numero articolo: CM0028962



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-KIF5A validato per WB, IF/ICC, ELISA contro umano, topo, ratto. Bersaglia la catena pesante della chinesina neuronale-specifica, applicabile negli studi di neurobiologia e trasporto assonale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KIF5A Rabbit pAb
Note/Alias	NKHC; ALS25; MY050; NEIMY; SPG10; D12S1889; KIF5A
Specie	Umano
GeneID (umano)	3798
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 933-1032 della KIF5A umana (NP_004975.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q12840
Peso Proteico	117kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio