

Anticorpo Policlonale Anti-Kif5B Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P33176

Numero articolo: CM0017874



introduzione

KIF5B Rabbit pAb è un anticorpo policlonale validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in campioni umani, di topo e di ratto. Bersaglia la catena pesante della chinesina-1 per la ricerca sulle proteine motrici e il trasporto intracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KIF5B Rabbit pAb
Note/Alias	KNS; KINH; KNS1; UKHC; HEL-S-61; KIF5B
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3799
GeneID	3799
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 650-770 di KIF5B umano (NP_004512.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P33176
Peso Proteico	110kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio