

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Kifap3 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q92845

Numero articolo: CM0027228

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-KIFAP3 validato per WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce con KIFAP3 di uomo, topo e ratto coinvolto nel movimento cromosomico. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e la mitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KIFAP3 Rabbit pAb
Note/Alias	FLA3; KAP3; SMAP; KAP-1; KAP-3; Smg-GDS; dj190l16.1; KIFAP3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	22920
GeneID	22920
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di KIFAP3 umano (NP_055785.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q92845
Peso proteico	91kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio