

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Kifc1 Per Wb, Ihc, If, Elisa - Q9Bw19

Numero articolo: CM0003410



introduzione

CamelBio fornisce l'anticorpo monoclonale di coniglio anti-KIFC1 convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Rileva KIFC1 umano e murino. Fondamentale per la ricerca sulla divisione cellulare e sulle proteine motorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KIFC1 Rabbit mAb
Note/Alias	HSET; KNSL2; KIFC1
Specie	Umana
ID gene (Umano)	3833
ID gene	3833
Immunogeno	Peptide sintetico all'interno degli amminoacidi 1-100 di KIFC1 umano (Q9BW19)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	Q9BW19
Peso proteico	74kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio