

Anticorpo Policlonale Anti-Klb Per Wb, Elisa - Q86Z14

Numero articolo: CM0015857



introduzione

pAb KLB di coniglio, validato per WB ed ELISA, rileva la beta-kloto (KLB) umana, murina e di ratto. Immunogeno costituito da una proteina ricombinante, 120 kDa, adatto per lo studio della segnalazione di FGF21 e del metabolismo degli acidi biliari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb KLB di coniglio
Note/Alias	BKL; KLB
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	152831
ID del gene	152831
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 720-990 della KLB umana (NP_783864.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q86Z14
Peso della proteina	120 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante