

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Klf13 Per Wb, Elisa - Q9Y2Y9

Numero articolo: CM0021738

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-KLF13 validato per WB ed ELISA, diretto contro il fattore di trascrizione KLF13 umano, murino e di ratto. Ideale per lo studio della regolazione genica, della linea eritroide e dell'attivazione delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome del prodotto	KLF13 pAb di coniglio
Note/alias	BTEB3; FKLF2; NSLP1; RFLAT1; RFLAT-1; KLF13
Specie	Uomo
GeneID (umano)	51621
GeneID	51621
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 del KLF13 umano (NP_057079.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9Y2Y9
Peso della proteina	31 kDa
Spedizione	Confezione refrigerante