

Anticorpo Policlonale Anti-Klf7 Per Wb, Elisa - 075840

Numero articolo: CM0027937

introduzione

CamelBio offre l'anticorpo policlonale anti-KLF7 (Coniglio) validato per WB ed ELISA. Rileva KLF7 umano e murino, un fattore di trascrizione coinvolto nello sviluppo neuronale, nel metabolismo e nell'adipogenesi. Adatto per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KLF7 Coniglio pAb
Note/Alias	UKLF; KLF7
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8609
ID Gene	8609
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	075840
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio