

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Klf9 Per Wb, Elisa - Q13886

Numero articolo: CM0028764

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Anti-KLF9 validato per WB e ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Supporta la ricerca sul ritmo circadiano, la proliferazione dei cheratinociti e la regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KLF9 Rabbit pAb
Note / Alias	BTEB; BTEB1; KLF9
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	687
GenelD	687
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-150 della KLF9 umana (NP_001197.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q13886
Peso proteico	27 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio