

Anticorpo Policlonale Anti-Kmt5C Di Coniglio Per If-P Ed Elisa - Q86Y97

Numero articolo: CM0027692



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio KMT5C (SUV420H2) per IF-P ed ELISA. Rileva l'istone metiltransferasi umana KMT5C, un enzima chiave per la di- e trimetilazione di H4K20, coinvolto nella repressione trascrizionale e nella riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KMT5C Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	SUV420H2; Suv4-20h2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	84787
GeneID	84787
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2-248 di KMT5C umana (NP_116090.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q86Y97
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio