

## Anticorpo Policlonale Anti-Kpna5 Per Wb, Elisa - 015131

Numero articolo: CM0029347



### introduzione

KPNA5 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale prodotto in coniglio contro la KPNA5 umana (subunità alfa-6 dell'importina). Validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Ideale per studi sul trasporto nucleare.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | KPNA5 Rabbit pAb                                                                                                                |
| Note/Alias          | SRP6; IPOA6; KPNA5                                                                                                              |
| Specie              | Umano                                                                                                                           |
| ID Gene             | 3841                                                                                                                            |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-240 della KPNA5 umana (NP_002260.2). |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                           |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Reattività Crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                              |
| SWISS               | O15131                                                                                                                          |
| Peso Proteico       | 61 kDa                                                                                                                          |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                              |