

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Kpnb1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q14974

Numero articolo: CM0007710



introduzione

Questo anticorpo monoclonale coniglio anti-KPNB1 (Q14974) è validato per Western blot, immistochimica e ELISA, e reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Ideale per studiare l'importazione nucleare mediata da importina beta-1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KPNB1 Rabbit mAb
Note/Alias	IMB1; IPO1; IPOB; Impnb; NTF97; KPNB1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3837
GeneID	3837
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 300-400 della proteina KPNB1 umana (NP_002256.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q14974
Peso proteico	97kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio