

Anticorpo Monoclonale Anti-Kras+Hras+Nras Per Wb, If/Icc, Elisa - P01111/P01112/P01116

Numero articolo: CM0003643



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che riconosce KRAS, HRAS e NRAS per western blot, immunofluorescenza ed ELISA in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione Ras e in oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KRAS+HRAS+NRAS Rabbit mAb
Note/Alias	C-K-RAS; CFC2; K-RAS2A; K-RAS2B; K-RAS4A; K-RAS4B; KI-RAS; KRAS1; KRAS2; NS; NS3; RALD; RASK2; c-Ki-ras2; KRAS+HRAS+NRAS
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4893/3845/3845
GeneID	4893/3265/3845
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-188 di NRAS umano (P01111).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P01111/P01112/P01116
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio