

Anticorpo Monoclonale Anti-Catena Leggera Lambda Per Wb, Ihc-P, Elisa - P01701

Numero articolo: CM0003015

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia l'IGLV1-51 umano (regione variabile della catena leggera Lambda). Convalidato per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per la ricerca sulle immunoglobuline e lo sviluppo di test diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb Anti-Catena Leggera Lambda di coniglio
Note/Alias	V1-19; IGLV151; Catena leggera Lambda
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	28820
ID Gene	28820
Immunogeno	Proteina ricombinante (aa 1-117 della catena leggera Lambda umana, SWISS: P01701)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P01701
Peso Proteico	12kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio