


Anticorpo Monoclonale Anti-Lamp1/Cd107A Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P11279

Numero articolo: CM0006711



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che targeting LAMP1/CD107a umana, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, FC ed ELISA. Ideale per la ricerca sui lisosomi, sull'autofagia e sulla citotossicità delle cellule NK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[KD Validated] LAMP1/CD107a Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	LAMPA; CD107a; LGP120
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3916
GeneID	3916
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-382 di LAMP1/CD107a umana (NP_005552.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, FC (intra), ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P11279
Peso proteico	38kDa/45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio