


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ldha Per Ihc-P/If/Icc/Elisa - P00338

Numero articolo: CM0019176



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-LDHA validato per IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva LDHA umano e murino, un enzima glicolitico associato al metabolismo tumorale e alla malattia da accumulo di glicogeno.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KD] LDHA Rabbit pAb
Note/Alias	LDHM; GSD11; PIG19; HEL-S-133P; LDHA
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3939
ID Gene	3939
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di LDHA umano (NP_001158886.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P00338
Peso Proteico	26-39 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio