

Anticorpo Policlonale Anti-Leptina Da Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P41159

Numero articolo: CM0018594



introduzione

Anticorpo Policlonale Anti-Leptina da Coniglio validato per Western Blot, Immunofluorescenza ed ELISA. Reagisce con Umano, Topo e Ratto. Uno strumento essenziale per studi su obesità, diabete e segnalazione metabolica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Leptina Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	OB; OBS; LEPD; Leptina
Specie	Umano
GeneID	3952 (Umano)
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 della leptina umana (NP_000221.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P41159
Peso Proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio