


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Letm1 Per Wb Ed Elisa - O95202

Numero articolo: CM0020116



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità che mira alla regione N-terminale dello scambiatore mitocondriale umano LETM1. Convalidato per WB ed ELISA, reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Supporta studi di biologia mitocondriale e neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	LETM1 pAb di Coniglio
Osservazioni/Alias	Mdm38; CONDMIM; SLC55A1; LETM1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3954
ID Gene	3954
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-140 di LETM1 umano (NP_036450.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O95202
Peso Proteico	83kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio