

Anticorpo Policlonale Anti-Lhx6 Per Wb, Elisa - Q9Upm6

Numero articolo: CM0029008

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-LHX6 validato per WB ed ELISA. Riconosce LHX6 umano, di topo e di ratto. Ideale per studiare lo sviluppo degli interneuroni GABAergici e la regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	LHX6 pAb di Coniglio
Note/Alias	hLHX6, LHX6.1, LHX6
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	26468
ID Gene	26468
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 143-392 di LHX6 umano (NP_055183.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UPM6
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio