

Anticorpo Policlonale Anti-Lif Di Coniglio Per Wb, Elisa - P09056

Numero articolo: CM0019993



introduzione

CamelBio offre un anticorpo policlonale di coniglio validato contro il fattore inibitorio della leucemia (LIF) murino per WB e ELISA, ideale per lo studio dell'autorenewment delle cellule staminali embrionali e dell'impianto embrionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Lif Rabbit pAb
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	3976
GeneID	16878
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-203 della Lif murina (NP_032527.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Mouse
SWISS	P09056
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio