

Anti-Lin28A Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H9Z2

Numero articolo: CM0027786



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-LIN28A di alta qualità convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Miraggio a LIN28A umana e murina, un regolatore chiave della pluripotenza e della biogenesi dei miRNA. Ideale per la ricerca sulle cellule staminali e l'oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LIN28A Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	CSDD1; LIN28; LIN-28; ZCCHC1; lin-28A; LIN28A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	79727
GeneID	79727
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-209 di LIN28A umana (NP_078950.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9H9Z2
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio