

Anticorpo Policlonale Anti-Lin9 Per Wb, Elisa - Q5Tka1

Numero articolo: CM0024434



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato al LIN9 umano (TGS, BARA), validato per WB ed ELISA. Adatto per campioni umani e di topo. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e sui soppressori tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LIN9 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	TGS; BARA; TGS1; TGS2; Lin-9; BARPsv; LIN9
Specie	Umano
GeneID (Umano)	286826
GeneID	286826
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 350-470 del LIN9 umano (NP_775106.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q5TKA1
Peso proteico	62kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio