

Anticorpo Policlonale Anti-Lmbrd1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nun5

Numero articolo: CM0013409

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia LMBRD1 umano, validato per Western blot, IF/ICC e ELISA. Rileva LMBRD1 umano e murino, utile per lo studio del trasporto della cobalamina e del traffico del recettore dell'insulina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LMBRD1 Rabbit pAb
Note/Alias	NESI; LMBD1; MAHCF; C6orf209; LMBRD1
Specie	Umana
GenelD (Umano)	55788
GenelD	55788
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 220-300 di LMBRD1 umano (NP_060838.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Murina
SWISS	Q9NUN5
Peso Proteico	61kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio