

Anticorpo Policlonale Anti-Lpar4 Per Wb, Elisa - Q99677

Numero articolo: CM0021292

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il recettore umano LPAR4/LPA4 (Q99677). Convalidato per WB ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sui GPCR e sulla segnalazione dell'acido lisofosfatidico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LPAR4 Rabbit pAb
Note/Alias	LPA4; P2Y9; GPR23; P2RY9; P2Y5-LIKE; LPAR4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2846
GeneID	2846
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 311-370 di LPAR4 umano (Q99677).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q99677
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio